



Certest

Användarvänliga snabbtester för diagnos av sjukdomar associerade till magtarmkanalen

Sjukdomar associerade till magtarmkanalen är ofta svåra att diagnostisera och det är inte lätt att skilja på dem.

Certest tillhandahåller ett brett utbud kvalitativa immunokromatografiska snabbtester som stöd vid diagnos av dessa sjukdomar. Certests snabbtester används på avföringsprover som är ett bekvämt och ej invasivt sätt att undersöka gastrointestinala problem. Certest-testerna är mycket lämpliga för screening.


Certest

Skäl till varför man ska välja Certests snabbtest som diagnostiskt verktyg:

- patientvänligt – ej invasivt test, inga kostrestriktioner
- tillförlitligt – hög sensitivitet och specificitet
- enkelt att använda – enkelt och hygieniskt analysförfarande
- snabba resultat – inom 10 minuter

Analysförfarande:

Placera ett avföringsprov i ett provtagningsrör. Droppa angivet antal droppar från provtagningsröret i analysfönstret. Läs av resultaten inom 10 minuter.



FOB

Snabbtestet Certest FOB (ockult blod i feces) är avsett för mätning av hemoglobin i avföringsprover. Hemoglobin i feces kan ge en indikation på polyper eller kolorektal cancer. Tidig detektion av blod i feces förbättrar patientens prognos.

Produkt	Art.nr
Certest FOB Card, 20 tester	F820001F
Certest FOB Card + positive control, 20 tester	F820001FC
Certest FOB 50+200 Card, 20 tester	FB882001F

Kalprotectin

Kalprotectin är en inflammationsmarkör som kan detekteras i feces vid diagnos av IBD-sjukdomar (Chrons sjukdom och ulcerös kolit). Certest Calprotectin-testerna hjälper till att differentiera mellan IBS (irritabel tarmsyndrom) och IBD. Symtomen för dessa två tillstånd liknar varandra men kalprotectinnivåerna ökar endast vid IBD.

Kalprotectin är stabilt i upp till sju dagar i feces vilket gör det till en bra markör för att diagnostisera gastrointestinala sjukdomar.

Produkt	Art.nr
Certest Calprotectin Card, 20 tester	CP820001F
Certest Calprotectin Card + positive control, 20 tester	CP820001FC
Certest Calprotectin 200 Card + positive control, 20 tester	CT820001FC
Certest Calprotectin 200 Card, 20 tester	CT820001F
Certest Calprotectin 50+200 Combo Card + positive control, 20 tester	CC882001FC
Certest Calprotectin 50+200 Combo Card, 20 tester	CC882001F

Calprotectin-Laktoferrin

Med Certest Calprotectin-Laktoferrin Combostet får du mer information om statusen i magtarmkanalen. IBD kan differentieras från IBS. Med testet kan du också detektera aktivitetsnivån för och återfall i IBD.

Produkt	Art.nr
Certest Calprotectin-Laktoferrin Combo Card, 20 tester	CL882001F
Certest Calprotectin-Laktoferrin Combo Card + positive control, 20 tester	CL882001FC

FOB-Transferrin

Certest FOB-Transferrin Combo Card är avsett för bestämning av ockult blod i feces och transferrin från feces. FOB är en indikator för nedre gastrointestinal blödning. Transferrin är ett järnbärande protein som indikerar övre gastrointestinal blödning. Transferrin är stabilt i feces en längre tid vilket gör det lämpligt som markör för blödning. FOB-Transferrin Combo Card är ett stöd vid diagnos av peptiska och duodenala sår och kolorektal cancer.

Produkt	Art.nr
Certest FOB-Transferrin Combo Card, 20 tester	FT882001F
Certest FOB-Transferrin Combo Card + positive control, 20 tester	FT882001FC
Certest FOB-Transferrin stool collection vials	FT110001F

Laktoferrin

Förhöjda nivåer av laktoferrin i feces indikerar inflammation i magtarmkanalen. Koncentrationen av laktoferrin ökar vid sjukdomar som kolorektal neoplas och IBD. Det går att skilja mellan IBD och IBS med hjälp av Certest Laktoferrin Card-testet. Laktoferrinnivåerna är förhöjda även vid inflammation som orsakas av bakterier, virus och parasiter.

Produkt	Art.nr
Certest Laktoferrin Card, 20 tester	LT820101F
Certest Laktoferrin Card + positive control, 20 tester	LT820101FC

FOB-Transferrin-Kalprotectin-Laktoferrin

Med Certest Quad Combo-testet är det möjligt att erhålla mer information om den inflammatoriska statusen eller blödningar i magtarmkanalen och att differentiera IBD från IBS.

Produkt	Art.nr
Certest FOB-Transferrin-Kalprotectin-Laktoferrin Quad Card, 20 tester	FC862001F



Certest FOB-Transferrin Combo Card, 20 tester, FT882001F