



# Biosynex D-dimer

Rätt beslut på några minuter

# Rätt beslut på några minuter

D-dimer är en nedbrytningsprodukt av fibrin, ett litet proteinfragment som förekommer i blodet efter att en blodpropp har brutits ned genom fibrinolys. D-dimer används för att diagnostisera och utesluta lungemboli, disseminerad intravasal koagulation eller djup ventrombos. Medan ett negativt resultat i praktiken utesluter trombos kan ett positivt resultat indikera det, men det utesluter inte andra möjliga orsaker. Dess huvudsakliga användningsområde är därför att utesluta tromboemboliska sjukdomar där sannolikheten är låg.

Biosynex D-dimer är ett immunkromatografiskt snabbtest för kvalitativ detektion av D-dimer i plasma eller helblod. Detta test är avsett som hjälp för att diagnostisera och utesluta disseminerad intravasal koagulation, djup ventrombos och lungemboli.

## Fördelar med Biosynex D-dimer...

### SNABBT

- » Resultat på några minuter

### TILLFÖRLITLIGT

- » Hög kvalitet

### PRAKTISKT


- » Lätt att använda

### FLERA PROVTYPER KAN ANVÄNDS


- » Kapillärblod
- » EDTA-plasma
- » Helblod med EDTA




## ENKEL ATT ANVÄNDA!



Prov



Buffert



Resultat

För mer detaljerad information, se inlagen i förpackningen.

Produkt	Art.nr
Biosynex D-dimer, 10 tester	1050002



Med över 40 års erfarenhet utvecklar, tillverkar och marknadsför Orion Diagnostica testsystem för vårdpersonal. Building well-being är kärnan i vårt uppdrag.

Orion Diagnostica Oy / Sverige  
Box 520, 192 05 Sollentuna  
Tel. 08-623 64 40, Fax 08-623 64 80  
www.oriondiagnostica.se

8063-01SE, 03/2016