

QuikRead go iFOBT



# QuikRead go<sup>®</sup> iFOBT

Kvalitativ eller kvantitativ – anpassa FOB-testningen



# Kvalitativ eller kvantitativ – anpassa FOB-testningen

QuikRead go iFOBT är en immunokemisk test för kvantitativ mätning av humant FOB (fecal occult blod) vid misstanke om nedre gastrointestinala blödningar. Det hygieniska provtagningsröret gör att rätt provmängd tillsätts på ett enkelt sätt när patienten tar sitt prov i hemmet.

## Fördelar med QuikRead go iFOBT

### ANPASSNINGSBART

- » Resultaten kan visas som kvantitativa eller kvalitativa
- » Kvantitativa resultat kan visas som ng/mL buffert eller som µg/g feces. Alternativt kan båda värdena visas samtidigt.

### OBEKTIVT

- » Instrumentavlästa resultat, visuell tolkning krävs inte
- » Resultatet visas i numeriska värden. Mätområde 15–200 µg/g feces (75–1000 ng/mL buffert).

### TILLFÖRLITLIGT

- » Automatiserad testprocedur med endast några få manuella steg
- » Praktisk och hygienisk provtagning som ger rätt mängd prov

### BEVISAD QUIKREADKVALITET

- » Resultaten lagras automatiskt i instrumentets minne
- » Användar-ID och patient-ID kan lagras tillsammans med resultatet
- » Anslutning till HIS/LIS-system ökar säkerheten i provsvarshandlingen



**QuikRead go**<sup>®</sup>

## ENKELT ATT ANVÄNDA!



Prov



Analys



Resultat

*För mer information,  
se inlagan.*

Produkt	Art. nr
QuikRead go iFOBT kit, 50 tester	136189
QuikRead FOB positiv kontroll, 0,8 mL	06027
QuikRead FOB kvantitativ kontroll	144675
QuikRead FOB provtagningsrör, 50 st	138822
QuikRead go instrument	135867



Med över 40 års erfarenhet utvecklar, tillverkar och marknadsför Orion Diagnostica testsystem för vårdpersonal. Building well-being är kärnan i vårt uppdrag.

QuikRead go<sup>®</sup> är ett registrerat varumärke från Orion Diagnostica Oy.

Orion Diagnostica Oy / Sverige  
Box 520, 192 05 Sollentuna  
Tel. 08-623 64 40, Fax 08-623 64 80  
www.oriondiagnostica.se, www.quikread.com