



MNITOP OPTIMA IM

Snabbtest för detektion av infektiös mononukleos

Snabbtest för detektion av infektiös mononukleos

Mononukleos är en sjukdom som orsakas av Epstein-Barr-viruset (EBV). Symtom på mononukleos är bl.a. feber, halsont och svullna lymfkörtlar.

Diagnos av infektiös mononukleos baseras på närvaro av heterofila IgM-antikroppar i helblod, serum eller plasma.

MNITOP OPTIMA IM är ett immunokromatografiskt snabbtest för kvalitativ detektion av antikroppar mot infektiös mononukleos i helblod, serum och plasma. MNITOP OPTIMA IM är avsett att hjälpa att ställa en korrekt diagnos tillsammans med annan tillgänglig klinisk information när man misstänker infektiös mononukleos.

Fördelar med MNITOP OPTIMA IM...

TILLFÖRLITLIG

- » Hög känslighet och specificitet
- » Positiva och negativa kontroller ingår

PRAKTISK


- » Enkel testprocedur
- » Resultat på 5 minuter

FLERA PROVTYPER KAN ANVÄNDAS


- » Kapillärblod
- » EDTA-plasma
- » Serum
- » Helblod med EDTA




ENKEL ATT ANVÄNDA!



Prov



Buffert



Resultat

För mer detaljerad information, se inlagen i förpackningen.

Produkt	Art.nr
MNITOP OPTIMA IM, 20 tester	1150014



Med över 40 års erfarenhet utvecklar, tillverkar och marknadsför Orion Diagnostica testsystem för vårdpersonal. Building well-being är kärnan i vårt uppdrag.

Orion Diagnostica Oy / Sverige
Tel. 08-623 64 40
www.oriondiagnostica.se