



Streptop A

Snabbtest för detektion av Strep A-antigen i halsprov

Snabbtest för detektion av Strep A-antigen i halsprov

Inflammation i halsen (*faryngit*) orsakas ofta av virus men kan även orsakas av bakterier. Grupp A-streptokocker orsakar faryngit som kräver behandling med antibiotika. För att fatta beslut om antibiotikabehandling behövs tillförlitlig information om förekomsten av Strep A-antigen i patientens hals.

Streptop A är en kvalitativ immunoanalys för detektion av Strep A-antigen i halsprov och den ger resultaten på 5 minuter.

Fördelar med Streptop A...

LÄTT ATT ANVÄNDA


- » Enkel testprocedur
- » Tydliga färgreaktioner som är lätta att tolka

TILLFÖRLITLIG OCH SNABB


- » Tillförlitligt resultat på 5 minuter
- » I kitet ingår positiv och negativ kontroll
- » Teststickan inkluderar inbyggd kontroll för att säkerställa korrekt funktion




ENKEL ATT ANVÄNDA!



Tillsätt reagens



Extraktion



Resultat

För mer detaljerad information, se inlagen i förpackningen.

Produkt	Art.nr
Streptop A dipstick, 20 tester	1030018-0



Med över 40 års erfarenhet utvecklar, tillverkar och marknadsför Orion Diagnostica testsystem för vårdpersonal. Building well-being är kärnan i vårt uppdrag.

Orion Diagnostica Oy / Sverige
Box 85, 182 11 Danderyd
Tel. 08-623 64 40, Fax 08-623 64 80
www.oriondiagnostica.se

8056-025E, 09/2017